

Optichrome® Station d'étalement à hygrométrie et température contrôlées



∞ **Protection totale de l'utilisateur :
filtres à charbon incorporés**

+ Hotte aspirante



∞ **Standardisation de vos
étalements de métaphases**

∞ **Prénatal, postnatal, hématologie**

∞ **Solution garantissant constance et
qualité supérieure des étalements !**

Contrôle précis des paramètres d'étalements :

- Température 20°C - 40°C +/- 0,5°C
- Humidité 35% - 60% +/- 2%



Chromosome Synchro-P Culture et Synchronisation optimisées !

∞ **Milieu complet prêt à l'emploi ET Synchroset**

Packaging économique : Tubes ou bouteilles + Synchroset



• **Optichrome Référence** EKAMH-950 / EKAMH-951

• **Chromosome Synchro P**

Nbre Tests	Référence	Description du Pack
------------	-----------	---------------------

20 tests	EKAMTSY20	Pack : Tubes de 5 ml x 20 + Synchroset 20 tests
50 tests	EKAMTSY50	Pack : Tubes de 5 ml x 50 + Synchroset 50 tests
40 tests	EKAMTBSY100	Pack : Bouteilles 100 ml x 2 + Synchroset 40 tests
100 tests	EKAMTBSY100.5	Pack : Bouteilles 100 ml x 5 + Synchroset 100 tests

**Solutions économiques
pour l'accréditation !**