

Gamme Aquarius® : Sondes format liquide (DAPI inclus)

Aquarius® TELOMERES : Sondes spécifiques sub-télomériques bras court(p) ou bras long(q)
marquées directement FITC (green) ou Texas Red (red) aux choix – 5 tests (sol. d'hybridation et DAPI inclus)

Référence	Fluorochrome	Sondes télomériques
LPT01P R/G	Red/Green	Télomère 1p
LPT01Q R/G	Red/Green	Télomère 1q
LPT02P R/G	Red/Green	Télomère 2p
LPT02Q R/G	Red/Green	Télomère 2q
LPT02QNP R/G	Red/Green	Télomère 2qter
LPT03P R/G	Red/Green	Télomère 3p
LPT03Q R/G	Red/Green	Télomère 3q
LPT04P R/G	Red/Green	Télomère 4p
LPT04Q R/G	Red/Green	Télomère 4q
LPT05P R/G	Red/Green	Télomère 5p
LPT05Q R/G	Red/Green	Télomère 5q
LPT06P R/G	Red/Green	Télomère 6p
LPT06Q R/G	Red/Green	Télomère 6q
LPT07P R/G	Red/Green	Télomère 7p
LPT07Q R/G	Red/Green	Télomère 7q
LPT08P R/G	Red/Green	Télomère 8p
LPT08Q R/G	Red/Green	Télomère 8q
LPT09P R/G	Red/Green	Télomère 9p
LPT09Q R/G	Red/Green	Télomère 9q
LPT10P R/G	Red/Green	Télomère 10p
LPT10Q R/G	Red/Green	Télomère 10q
LPT11P R/G	Red/Green	Télomère 11p
LPT11Q R/G	Red/Green	Télomère 11q
LPT12P R/G	Red/Green	Télomère 12p
LPT12Q R/G	Red/Green	Télomère 12q
LPT13Q R/G	Red/Green	Télomère 13q
LPT14Q R/G	Red/Green	Télomère 14q
LPT15Q R/G	Red/Green	Télomère 15q
LPT16P R/G	Red/Green	Télomère 16p
LPT16Q R/G	Red/Green	Télomère 16q
LPT17P R/G	Red/Green	Télomère 17p
LPT17Q R/G	Red/Green	Télomère 17q
LPT18P R/G	Red/Green	Télomère 18p
LPT18Q R/G	Red/Green	Télomère 18q
LPT19P R/G	Red/Green	Télomère 19p
LPT19Q R/G	Red/Green	Télomère 19q
LPT20P R/G	Red/Green	Télomère 20p
LPT20Q R/G	Red/Green	Télomère 20q
LPT21Q R/G	Red/Green	Télomère 21q
LPT22Q R/G	Red/Green	Télomère 22q
LPTXYP R/G	Red/Green	Télomère XpYp
LPTXYQ R/G	Red/Green	Télomère XqYq



> Clone polymorphique plus distal
 > Clone non polymorphique

Liste des clones
 et liens sur Ensembl.org
 disponibles sur demande !